



Produkte und Zubehör aus Platin, Made in Italy und "maßgeschneidert"

das Wort dem Geschäftsführer Giorgio Villa

Welches sind die Eigenschaften von 88Labware?

88Labware bedeutet Made in Italy, d.h. eine Kunstfertigkeit nach italienischer Tradition im Bereich der Metallurgie von Platin und Edelmetallen, „maßgeschneiderte“ Produkte, die auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt sind.

Worin liegt die Stärke der Marke 88Labware?

Wir versuchen, unsere technischen Kompetenzen jahrelanger Erfahrung auf dem Gebiet mit der Einzigartigkeit eines vollumfänglich in Italien hergestellten industriellen Produktes und den Bedürfnissen unserer Kunden zu vereinen. Meines Erachtens machen diese Eigenschaften heutzutage die Stärke einer Gesellschaft aus.

Welche Vorteile bietet 88Labware?

88Labware ist ein dynamischer, vielseitiger, aufmerksamer und kompetenter Partner. Vorteil bedeutet für uns:

- umgehende Reaktion bei jedem Schritt, vom Angebot bis zum Kundendienst;
- maßgeschneiderte Produkte und ein offenes Ohr für die Kunden, um die besten Lösungen zu finden;
- vollumfängliche Handhabung des „Schatzes“ des Kunden ab Lieferung des Produktes bis zur Rückgewinnung des gebrauchten Produktes, mit der Zuständigkeit einer über 60-jährigen Erfahrung in der Edelmetallverarbeitung und mittels TÜV-Arbeitsverfahren, die die Übereinstimmung unseres Qualitätssystems mit den Bestimmungen ISO 9001:2008 bescheinigen. **88Labware** ist Mitglied des RJC (Responsible Jewellery Council) und unterstützt die Einrichtung einer verantwortungsvollen Produktionskette für die Goldschmiedekunst und Platingruppemetalle, von der Mine bis zum Endverbraucher.



Wie funktioniert die Edelmetall-Rückgewinnung der Platinprodukte?

Die Tiegel und anderen Produkten aus Platin oder Platin-Legierungen werden zu einem homogenen Barren zusammengeschmolzen, wonach ein Muster hiervon entnommen und an Labors geschickt wird, die die chemische Analyse der Zusammensetzung mittels ICP-Instrumenten vornehmen.

Der Barren wird sodann einer chemischen Behandlung zur Rückgewinnung der hierin enthaltenen Reinedelmetallen unterzogen, welche danach erneut für die Herstellung neuer Materialien eingesetzt werden können.

88Labware bietet den Kunden einen doppelten Service: entweder die Neubenutzung des Edelmetalls für neue Produkte oder die Erlangung des Gegenwertes der rückgewonnenen Edelmetalle.

8853 S.p.A. ist ein Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, italienischer Leader im Bereich der Edelmetalle und der Halbfertigprodukte.

Das Qualitätssystem der **8853 S.p.A.** entspricht den Vorschriften UNI EN ISO 9001:2008 und ist TÜV/Deutschland-zertifiziert. **8853 S.p.A.** ist Mitglied des RJC (Responsible Jewellery Council), welcher den Einsatz von "konfliktfreien" Metallen garantiert.



8853 S.p.A. – Via Pitagora 11 – 20016 Pero (Mi) - ph.: +39 02.8853.1 - fax.: +39 02.8853.888 - mail
info@88labware.com
www.88labware.com